

MAGIS

LABCOR VALVULAR ANNULOPLASTY RING
ANEL PARA ANULOPLASTIA VALVULAR LABCOR


LABCOR VALVULAR ANNULOPLASTY RING

- Flexible ring manufactured in acetal copolymer and elastomer, covered with polyester fabric;
- Design objectives include: retention of the natural valve apparatus, permanent remodeling of the annulus, and retention of a normal valve orifice during systole;
- Conforms to the configuration of a normal mitral orifice;
- Opened in the portion that corresponds to the anterior leaflet;
- Transverse colored threads indicate the anterior and posterior commissures.

ANEL PARA ANULOPLASTIA VALVULAR LABCOR

- Anel flexível fabricado em acetal copolímero e silicone, recoberto com tecido de Poliéster;
- Objetivos do design incluem: retenção do aparelho valvar natural, permanente remodelação do anel e retenção do orifício da valva normal durante a sístole;
- Obedece a configuração de um orifício mitral normal;
- Aberto na parte que corresponde o folheto anterior;
- Linhas transversais coloridas que indicam comissuras anteriores e posteriores.





Accessories

Labcor provides ring sizers with handle for accurate ring selection.



Acessórios

Labcor fornece os medidores com haste para a seleção precisa do anel.

Presentation

Labcor annuloplasty ring is provided sterile and nonpyrogenic, assembled in a holder with handle, in a double package.



Apresentação

O Anel para anuloplastia Labcor é fornecido estéril e não pirogênico, montado em um suporte com haste em embalagem dupla.



Ring Model/Size Mitral

Reference	Size	DIÂMETRO NOMINAL	A	B	C	L1
AAVL 26	26	DN26	31.2	24.4	21.7	19.8
AAVL 28	28	DN28	33.2	26.4	22.2	24.6
AAVL 30	30	DN30	35.2	28.4	23.7	26.6
AAVL 32	32	DN32	37.2	30.4	6.3	26.8
AAVL 34	34	DN34	39.2	32.4	26.7	29.9
AAVL 36	36	DN36	41.2	34.4	27.2	31.0



 **Labcor**
Commitment to life

Labcor Laboratórios Ltda
Av. Silva Lobo, 1670 - Nova Granada
Belo Horizonte/MG - Brasil
CEP 30431-262
Tel.: 55 31 3371-1371
Deptº Comercial 55 21 3722-1600
contato@labcor.com.br - www.labcor.com.br

P/N: 99B0111/B