


COROGRAFT

Cardiovascular Artery Graft



Enxerto Arterial Cardiovascular

O **Corograft** é um enxerto arterial cardiovascular usado como prótese vascular indicada para revascularização miocárdica, tratada com a exclusiva tecnologia de tratamento de tecidos **L-Hydro®** livre de aldeído.

Cardiovascular Artery Graft

Corograft is a cardiovascular arterial graft used as a vascular prosthesis indicated for myocardial revascularization, treated with the exclusive aldehyde-free **L-Hydro®** tissue treatment technology.

ENXERTO ARTERIAL CARDIOVASCULAR

Corograft é enxerto biológico derivado de artérias mesentéricas bovinas. Confeccionado com fio de sutura de poliéster 5/5. O seu implante diminui consideravelmente o risco de infecção no paciente.

- Preserva a característica natural do tecido biológico;
- Excelente flexibilidade;
- Excelente coaptação de borda anastomótica.

Corograft faz parte da nova geração de produtos da Labcor, preservados pela tecnologia **L-Hydro**®. Este novo processo de preservação, apresenta ao organismo receptor, uma matriz não-celular muito semelhante ao tecido nativo. Além disso, permite que o crescimento celular seja feito nas condições em que o tecido exerceria suas funções.

CARDIOVASCULAR ARTERY GRAFT

Corograft is a biological graft derived from bovine mesenteric arteries. Made with 5/5 polyester suture thread. Its implant considerably reduces the risk of infection in the patient.

- Preserves the natural characteristic of biological tissue;
- Excellent flexibility;
- Excellent anastomotic edge coaptation.

Corograft is part of the new generation of Labcor products, preserved by **L-Hydro**® technology. This new preservation process presents the recipient organism with a non-cellular matrix very similar to native tissue. In addition, it allows cell growth to be carried out under the conditions in which the tissue would perform its functions.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA DE TRATAMENTO DE TECIDOS

EXCLUSIVE TISSUE TREATMENT TECHNOLOGY

TECNOLOGIA L-HYDRO®

Linha exclusiva para tratamento
de preservação de tecidos não-aldeída.



Vivendi® faz parte da linha de produtos da Labcor, com a exclusiva **tecnologia L-Hydro**®. Este processo de preservação, apresenta ao organismo receptor, uma matriz não viável muito semelhante ao tecido nativo. Além disso, permite também que o crescimento celular seja feito em condições próximas as das exercidas pelo tecido nativo.

Saiba mais em labcor.com.br/l-hydro

L-HYDRO TECHNOLOGY®

Exclusive line for non-aldehyde
tissue preservation treatment.

Vivendi® is part of Labcor's product, with the exclusive **L-Hydro**® technology. This preservation treatment process presents the recipient organism with a non-viable matrix very similar to native tissue. In addition, it also allows cell growth to be carried out in conditions close to those exerted by native tissue.

More at labcor.com.br/l-hydro

Indicações:

Corograft é indicado para revascularização miocárdica (Bypass Aórtico Coronariano).

Indications:

Corograft is indicated for myocardial revascularization (Coronary Aortic Bypass).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tamanhos Disponíveis x Comprimento / Available Sizes x Length

150 mm x 03 mm



Reg. Anvisa: 10171250026

