


ENXERTO JP MONOCÚSPIDE

Organic Arterial Monocuspid Graft



Enxerto Arterial Valvado Orgânico *Organic Arterial Monocuspid Graft*

Feito em pericárdio bovino, o **Enxerto JP** contém uma única cúspide feita em pericárdio porcino. Seu design anatômico e inovador facilita o implante reduzindo assim o tempo de cirurgia.

Made from bovine pericardium, the JP Graft contains a single cusp made from porcine pericardium. Its anatomical and innovative design facilitates implantation, thus reducing surgery time.

JP ENXERTO ARTERIAL VALVADO ORGÂNICO
PRÓTESE VASCULAR

Constituído de pericárdio bovino, com preservação glutaraldeído, que preserva a estrutura natural biológica, reduz a antigenicidade tornando-o biocompatível e permitindo seu funcionamento após o implante por tempo prolongado.

INDICADO PARA CORREÇÃO DE
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

O JP é indicado na correção de cardiopatias congênitas, especialmente atresia e estenose pulmonar, onde a substituição da válvula pulmonar e a reconstrução da via de saída do ventrículo direito se fazem necessárias.

JP ORGANIC VALVED ARTERIAL GRAFT
VASCULAR PROSTHESIS

Made of bovine pericardium, with glutaraldehyde preservation, which preserves the natural structure biological, reduces the antigenicity making it biocompatible and allowing its operation after the implant for a long time.


INDICATED FOR CORRECTION OF
CONGENITAL HEART DISEASE

JP is indicated in the correction of congenital heart diseases, especially atresia and pulmonary stenosis, where replacement of the pulmonary valve and reconstruction of the right ventricular outflow tract are necessary.

COMPROMISSO COM A VIDA
COMMITMENT TO LIFE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	Referência	Tamanho	G	H	I
JP 10	EAVM-JP10	10	29	78.7	36.5
JP 12	EAVM-JP12	12	31	90	42.6
JP 14	EAVM-JP14	14	34	100	48.1
JP 16	EAVM-JP16	16	37	110	56
JP 18	EAVM-JP18	18	40	119	60.2
JP 20	EAVM-JP20	20	43.5	131	65.2
JP 22	EAVM-JP22	22	46.5	139	70.8
JP 24	EAVM-JP24	24	49.5	151	79



O JP é produto com design diferenciado no mercado, anatômico e inovador facilita o implante reduzindo assim o tempo de cirurgia.

JP is product with differentiated design in the market, anatomical and innovative, facilitates the implant, thus reducing the surgery time.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tamanhos Disponíveis / Available Sizes

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm



Reg. Anvisa: 10171250035

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

company/labcor-bioproteses

labcorbioproteses